



Global Face

El nuevo protocolo de rejuvenecimiento facial

El Dr. Ángel Martín presenta Global Face, un protocolo que refleja tanto su recorrido profesional como el momento histórico que vive la estética: una nueva etapa donde regenerar, tensar y restaurar volúmenes se consigue con técnicas más inteligentes y productos biotecnológicos de última generación.

Una nueva era en medicina estética

Global Face nace como una respuesta al gran reto del rejuvenecimiento actual: tratar simultáneamente la flacidez, la pérdida de soporte y la calidad cutánea. Para ello, el Dr. Martín propone una estrategia doble y sinérgica:

1. Tratar la causa: activar la regeneración profunda del tejido gracias a los últimos bioestimuladores de colágeno. En este protocolo emplea Plejuv, un estimulador de colágeno inyectable a base de ácido poliláctico (PLLA) que despierta la producción de colágeno desde las capas internas.
2. Recuperar volumen y soporte: rellenar y estructurar las zonas más afectadas con Renefil, el primer híbrido del mundo que combina ácido hialurónico reticulado + polinucleótidos (ADN) + lidocaína.

Indicaciones

Global Face está indicado para pacientes que presentan flacidez dérmica visible, desde grados leves hasta flacidez marcada por edad o pérdida de peso y es completamente personalizado.

El Protocolo paso a paso

En primer lugar, el Dr. Martín realiza un diagnóstico y diseña un plan a medida combinando estimulación del colágeno y reposición de volumen.

La primera fase del tratamiento consiste en una regeneración profunda. El ácido poliláctico se inyecta en la capa subcutánea para:

- estimular la producción propia de colágeno
- mejorar firmeza y elasticidad
- promover una regeneración progresiva durante meses



DR. ÁNGEL MARTÍN
Director médico de Clínica Menorca.

www.clinicamenorca.com

Dependiendo del grado de flacidez, pueden ser necesarias tres sesiones: la segunda tras un mes y la tercera a los seis meses.

A continuación, se rellenan las áreas que han perdido soporte con Renefil, cuya fórmula híbrida aporta:

- volumen (ácido hialurónico reticulado)
- regeneración y estímulo celular (polinucleótidos)
- luminosidad y efecto antiinflamatorio
- confort gracias a la lidocaína

Renefil se presenta en tres formulaciones distintas: Ligth Plus para arrugas finas, hidratación profunda y perfilado suave de labios; Deep Plus para labios, mejillas, arrugas marcadas y surco nasogeniano y Ultra Plus para pómulos, mentón, arco mandibular y surcos muy profundos. El número de sesiones dependerá del grado de flacidez y se espacian aproximadamente cada nueve meses.

“Esta estrategia multidisciplinar es posible gracias a los nuevos productos que tenemos hoy en medicina estética. No solo mejora de forma notable la firmeza y la calidad de la piel, sino que ayuda a recuperar la armonía facial perdida por envejecimiento o pérdida de peso, lo que repercute directamente en el bienestar del paciente”, afirma el Dr. Ángel Martín

Seguimiento y Resultados

En casos de flacidez marcada, el seguimiento es esencial para ir ajustando el tratamiento y maximizar los resultados.

El resultado global es un rostro más firme, definido y luminoso, sin perder naturalidad.